

opto 
SERVICE+
LABORATORIO OPTALMICO



XTREME

Improving sight



Progettato per le persone che amano il dinamismo sopra ogni cosa, che preferiscono la zona intermedia, senza rinunciare ai panorami estremi. Imposta la dimensione e Opto + calcola la perfezione!



Ottimo lontano e la Migliore Zona Intermedia



ELECTRA

Zona lontano 84 mm	Lunghezza corridoio 9 mm
Zona vicino 24 mm	Ottimizzazione atorico Available
Inset 2 — 3 mm	Decentramento 0 — 5 mm
Addizione 0,10 to 4,00 dpt	Ast/Add Ratio(Add 2,00) 0,95

Raccomandato a:

Persone dinamiche difficili da accontentare. Astigmatismo basso per una visione chiara in situazioni estreme.
Grazie ai canali a disposizione nessun compromesso sulla scelta della montatura.

Visione per lontano:

Perfetta per la visione da lontano. La transizione di potenza fluida rende la Electra il miglior design per una visione nitida su tutte le forme delle montature.

Visione da vicino:

Ampiezza ottimale della visione da vicino e buona visione della zona intermedia. Nessun affaticamento degli occhi durante l'uso del PC.

Comfort:

La chiarezza del design, l'astigmatismo periferico basso è abbastanza uniforme per garantire il miglior comfort per i portatori esperti.

Adattamento:


Facile adattamento per i portatori di lenti multifocali principianti e avanzati. La compensazione dei prismi verticali e orizzontali permette di utilizzare la lente senza difficoltà nel trovare la giusta posizione, i portatori provenienti da lenti monofocali sperimenteranno un adattamento immediato.

Personalizzazione:

Possibilità di personalizzazione grazie all'inserito variabile, al valore di addizione personalizzabile (da impostare esattamente, senza limitazione allo step di 0,25 diottrie), all'inclinazione pantoscopica personalizzabile e agli angoli di avvolgimento personalizzabili.

Montaggio

L'algoritmo di progettazione Opto + consente di riprodurre questo obiettivo su qualsiasi base dell'obiettivo anteriore (nessuna restrizione).



ILLUSION

Far Vision Width 84 mm	Corridor Length 9 mm
Near Vision Width 24 mm	Atoric Optimization Available
Inset 2 — 3 mm	Decentration 0 — 5 mm
Addition 0,10 to 4,00 dpt	Ast/Add Ratio (on Add 2,00) 0,94

Recommended to:

Dynamic people with modern lifestyle who use smartphone and PC and need a good vision on the near and intermediate distance.
Low astigmatism for a clear vision in extreme situations.

Visione per lontano:

Perfetta per la visione da lontano. La transizione di potenza fluida rende la Illusion il miglior design per una visione nitida

Visione da vicino:

Ampiezza ottimale della visione da vicino e buona visione della zona intermedia. Nessun affaticamento degli occhi durante l'uso del PC.

Comfort:

La chiarezza del design, l'astigmatismo periferico basso è abbastanza uniforme per garantire il miglior comfort per i portatori esperti.

Adattamento:


Facile adattamento per i portatori di lenti multifocali principianti e avanzati. La compensazione dei prismi verticali e orizzontali permette di utilizzare la lente senza difficoltà nel trovare la giusta posizione, i portatori provenienti da lenti monofocali sperimenteranno un adattamento immediato.

Personalizzazione:

Possibilità di personalizzazione grazie all'inserito variabile, al valore di addizione personalizzabile (da impostare esattamente, senza limiti allo step di 0,25 diottrie), all'inclinazione pantoscopica personalizzabile e agli angoli di avvolgimento personalizzabili.

Montaggio

L'algoritmo di progettazione Opto + consente di riprodurre questo obiettivo su qualsiasi base dell'obiettivo anteriore (nessuna restrizione).



Zona lontano 86 mm	Lunghezza corridoio 9,5 mm
Zona vicino 22 mm	Ottimizzazione atorico Available
Inset 2 — 3mm	Decentramento 0 — 5 mm
Addizione 0,10 to 4,00 dpt	Ast/Add Ratio(Add 2,00) 1,11

Raccomandato a:

Tutte le persone che cercano una visione periferica ottimale.
Ampiezza ottimale della visione da vicino e zona intermedia.
Basso astigmatismo per una visione chiara in situazioni estreme.

8K

Visione per lontano:

Perfetta per la visione da lontano e la visione della zona periferica. La transizione di potenza fluida rende la 4K il miglior design per una visione nitida su tutte le forme di montature.

Visione da vicino:

Ampiezza ottimale della visione da vicino e della zona intermedia.

Comfort:

La chiarezza del design, l'astigmatismo periferico basso e abbastanza uniforme garantiscono il miglior comfort a portatori esperti.

Adattamento:

Facile adattamento per i portatori di lenti multifocali principianti e avanzati. La compensazione dei prismi verticali e orizzontali

permette di utilizzare la lente senza difficoltà nel trovare la giusta posizione, i portatori provenienti da lenti monofocali sperimenteranno un adattamento immediato.

Personalizzazione:

Possibilità di personalizzazione grazie all'inserito variabile, al valore di addizione personalizzabile (da impostare esattamente, senza limiti allo step di 0,25 diottrie), all'inclinazione pantoscopica personalizzabile e agli angoli di avvolgimento personalizzabili.

Montaggio

L'algoritmo di progettazione Opto + consente di riprodurre questo obiettivo su qualsiasi base dell'obiettivo anteriore (nessuna restrizione)

GENERATED FROM

OPTO+ CALC



natively
secure
natively
accessible
from anywhere
natively
powerful

